

Стул вращающийся futura premium 196.0000

viasit[®]



Norm NEN 1812

кресловина:

- 5-лучевая, из алюминиевого литья согласно нормам DIN 1725, серебристая или полированная с высоким глянцем
- $\varnothing 680$ мм с самотормозящими в зависимости от нагрузки **открытыми** двойными роликами $\varnothing 65$ мм, EN 12529

изменение высоты:

- безступенчато с помощью телескопической газовой пружины с коническим разъемным соединением
- vialift с дополнительным, особенно благоприятным для позвоночника, подпрессориванием (амортизацией) в нижнем положении
- диапазон регулировки около 120 мм: от 390 до 510 мм

механика (автоматически, без обслуживания):

- авто-пункт-синхронная механика с **безопасным релизом (срабатыванием)** и автоматической регулировкой по весу тела от 45 до 120 кг с дополнительной точной подрегулировкой, фиксация в 5-ти положениях
- синхронное перемещение без эффекта смещения одежды
- наклон сиденья и спинки безступенчато фиксируются
- опора сиденья из алюминиевого литья
- 6-ти ступенчатое изменение глубины сиденья и **отдельный наклон переднего края сиденья**

сиденье:

- мягкая набивка из формованной полиуретановой холодной пены, с плотностью около 62rg, толщиной 45 мм, прочность на сжатие 6,8 кПа
- мягкие сиденья, благодаря специально технологии изготовления и крепления, могут быть полностью заменены
- обивка выполнена без применения клея – полностью пропускает воздух («дышит»), благодаря специальной технологии крепления, может быть заменена, а также может быть подвергнута полной вторичной переработке
- ткани в ассортименте коллекции viasit

спинка:

- мягкая набивка из формованной пу- холодной пены, толщ.35мм, прочность на сжатие 5,0 кПа; чаша спинки из полипропилена
- кулиса спинки из алюминиевого литья серебристого цвета или полированная с высоким глянцем
- мягкая спинка, благодаря специальной технологии изготовления крепления, может быть полностью заменена
- обивка выполнена без применения клея, благодаря специальной технологии крепления может быть заменена, а также может быть подвергнута полной вторичной переработке
- 4-х-полосная оригинал «Schukra» - опора позвоночника:
- изменение по высоте и по выпуклости
- ткани в ассортименте коллекции viasit